

# Аллергодиагностика in vitro

## Мониторинг эффективности АСИТ при IgE-зависимых аллергических заболеваниях

А также дифференциальная диагностика аллергии  
и пищевой непереносимости

### АллергоИФА – специфические IgG4

тест-система для количественного определения  
специфических иммуноглобулинов G4  
в сыворотке и плазме крови человека

- Высокая чувствительность: 15 МЕ/мл
- Диапазон измеряемых концентраций: 15 – 2500 МЕ/мл

**Повышение уровня специфических IgG4 на фоне АСИТ**  
свидетельствует о наличии иммунного ответа



**Широкий спектр аллергенов,  
включая моноаллергены, смеси и аллергокомпоненты\***  
возможность индивидуального подбора для каждого пациента



Пищевые



Луговые травы



Домашней пыли



Эпидермальные




Сорные травы



Клещевые



Пыльца деревьев



\* полный ассортимент аллергенов на сайте [www.alkorbio.ru](http://www.alkorbio.ru)



# Аллергодиагностика in vitro

## Диагностика пищевой непереносимости не-IgE-зависимых реакций гиперчувствительности II и III типа

### АллергоИФА – специфические IgG

тест-система для количественного определения  
специфических иммуноглобулинов G  
в сыворотке и плазме крови человека

- Высокая чувствительность: 0,15 МЕ/мл
- Диапазон измеряемых концентраций: 0,15 – 25 МЕ/мл
- РУ № РЗН 2023/21348

**Биотин-стрептавидиновый комплекс,**  
используемый в наборе, увеличивает  
диагностические чувствительность  
и специфичность тест-системы.



### 300+ пищевых аллергенов, включая моноаллергены, смеси и аллергокомпоненты\*

возможность индивидуального подбора для каждого пациента

- Флакон на 50 постановок
- Срок годности 18 месяцев

\* полный ассортимент аллергенов  
на сайте [www.alkorbio.ru](http://www.alkorbio.ru)



«Ручная» и автоматическая постановка на оборудовании для ИФА: Alisei Q.S., IASO LITE

