




ГОРМОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая
корреляция данных
с ИХЛА



Широкий диапазон
определяемых
концентраций



Высокая
чувствительность
и специфичность



Все реагенты
готовы
к использованию



Стрипованные
планшеты легко
разламываются
на лунки



Диагностика функции щитовидной железы

ТироидИФА-ТТГ

0-50 мкМЕ/мл
широкий диапазон

Есть 192 опр

ТироидИФА-свободный Т3

0-60 пмоль/л
самый широкий диапазон

Есть 192 опр

ТироидИФА-свободный Т4

0-100 пмоль/л
широкий диапазон

Есть 192 опр

ТироидИФА-атТПО

2-1000 МЕ/мл
широкий диапазон

Есть 192 опр

ТироидИФА-трийодтиронин

0,25 нмоль/л
высокая чувствительность

ТироидИФА-тироксин

0-400 нмоль/л
широкий диапазон

ТироидИФА-ТГ

0-1000 нг/мл
широкий диапазон

ТироидИФА-атТГ

0-60 МЕ/мл
широкий диапазон



ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

ИФА-РАРР-А

ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч

ГонадотропинИФА-ХГч

ГонадотропинИФА-АПФ



Диагностика функции коры надпочечников

СтероидИФА-17-ОН-прогестерон

30 минут
быстрая постановка анализа

СтероидИФА-кортизол

0-2000 нмоль/л
широкий диапазон

СтероидИФА-ДГЭА-сульфат



Диагностика репродуктивной функции

СтероидИФА-эстрадиол

0,3 нмоль/л
высокая чувствительность

СтероидИФА-прогестерон

0,2 нмоль/л
высокая чувствительность

СтероидИФА-тестостерон

0,2 нмоль/л
высокая чувствительность

ИФА-пролактин

0-4500 мМЕ/л
широкий диапазон

ИФА-ССГ

ГонадотропинИФА-ЛГ

20 мкл
минимальный объем образца

ГонадотропинИФА-ФСГ

0,25 мМЕ/л
высокая чувствительность



Диагностика железодефицитной анемии

ИФА-ферритин

ЛЕГКО АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ НА АНАЛИЗАТОРЕ ALISEI Q.S.





ОНКОМАРКЕРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Высокая
чувствительность
и специфичность



Высокая
скорость
постановки



Длительная
стабильность
после вскрытия



Включены
расходные
материалы



Стрипованные
планшеты легко
разламываются
на лунки



АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА

САМЫЙ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ОнкоИФА-общий ПСА

0,2-40 нг/мл

Есть 192 опр

ОнкоИФА-РЭА-С

0,5-250 нг/мл

40 мин

ОнкоИФА-свободный ПСА

0,08-15 нг/мл

ОнкоИФА-СА 19-9-С

1,15–500 Ед/мл

60 мин

ОнкоИФА-СА 125

0-1200 Ед/мл

ОнкоИФА-СА 15-3-С

1,2–400 Ед/мл

60 мин

ОнкоИФА-НЕ4

2,5-1100 пмоль/л



ПолиКМ-онко

НАБОР ИЗ 12 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ

- | | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| • Общий ПСА | • Ферритин | • РЭА |
| • Свободный ПСА | • АФП | • Пролактин |
| • СА 125 | • СА 15-3 | • Тиреоглобулин |
| • ХГЧ | • СА 19-9 | • CYFRA 21-1 |

ЛЕГКО АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ НА АНАЛИЗАТОРЕ ALISEI Q.S.



www.alkorbio.ru
info@alkorbio.ru

Горячая линия: 8-800-222-55-70
Тел: 8 (812) 677-87-79; 677-21-62

192148, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А