

НАБОРЫ ИНТИФИКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ COVID-19



Одношаговая ОТ-ПЦР



Тақ-полимераза
с «горячим стартом»



Длительность ОТ-ПЦР
≈ 90 минут



Высокая аналитическая
чувствительность



Детекция всех известных
вариантов SARS-CoV-2



Эндогенный внутренний
контроль (мРНК человека)



Rotor-Gene Q, CFX 96 Touch,
ДТ Прайм, LC96, Quant Studio 5



при T +2...+8 °C
в течение 10 дней



Срок годности
12 месяцев



Наборы рассчитаны на 112 тестов


Эндогенный Внутренний Контроль

подтверждает истинность отрицательных результатов ПЦР-теста
(контроль этапов сбора и транспортировки образца, а не только этапа выделения РНК)

 **Intifica**

M A N A G E R

Анализ ПЦР-постановки
за 2 минуты с программой
"Intifica Manager"



192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 лит А
Горячая линия: 8-800-222-55-70 | Тел: 8 (812) 677-87-79; 677-21-62

info@alkorbio.ru | www.alkorbio.ru | www.forpcr.ru

Представительство в Ростове-на-Дону: 8 (812) 677-87-79
Представительство в Москве: 8 (499) 725-72-90; 725-73-14

НАБОРЫ ИНТИФИКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ COVID-19

ИНТИФИКА SARS-CoV-2

Комплектация 1. Реагенты для ОТ-ПЦР	471-11 форма F, флаконы 471-12 форма S, стрипы 471-13 форма T, индивидуальные пробирки
Комплектация 2. Реагенты для ОТ-ПЦР и реагенты для выделения РНК методом спиртовой преципитации	471-21 форма F, флаконы 471-22 форма S, стрипы 471-23 форма T, индивидуальные пробирки
Детектируемые мишени	3 специфичных участка генома: ORF1ab, N, ORF8
Аналитическая чувствительность	1000 ГЭ/мл
РУ	№ РЗН 2021/14443 от 27.05.2021

ИНТИФИКА SARS-CoV-2-моно

Форма выпуска	472-11 форма F, флаконы 472-12 форма S, стрипы 472-13 форма T, индивидуальные пробирки
Детектируемые мишени	специфичный участок в гене ORF1ab
Аналитическая чувствительность	500 ГЭ/мл
РУ	№ РЗН 2022/18229 от 13.09.2022



Узнайте больше о наборах на сайте www.forpcr.ru



192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40 лит А
 Горячая линия: 8-800-222-55-70 | Тел: 8 (812) 677-87-79; 677-21-62
info@alkorbio.ru | www.alkorbio.ru | www.forpcr.ru
 Представительство в Ростове-на-Дону: 8 (812) 677-87-79
 Представительство в Москве: 8 (499) 725-72-90; 725-73-14