



**НОВИНКА**

# ЛИНЕЙКА ОНКОМАРКЕРОВ СКОРОСТЬ-С

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Одни из самых быстрых постановок на рынке ИФА
- Широкий диапазон определяемых концентраций
- Длительная стабильность после вскрытия
- Включены расходные материалы

**СКОРОСТЬ  
И ТОЧНОСТЬ  
НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ**



## ЛЕГКО АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ НА АНАЛИЗАТОРЕ ALISEI Q.S.

НАИМЕНОВАНИЕ	ВРЕМЯ ОСНОВНЫХ ИНКУБАЦИЙ	ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ	СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ	КАТ. №
<b>ОнкоИФА-РЭА-С</b> РЗН 2025/24851	40 мин	до 250 нг/мл	6 месяцев	100-44
<b>ОнкоИФА-СА 15-3-С</b> РЗН 2025/24992	60 мин	до 400 Ед/мл	6 месяцев	100-46
<b>ОнкоИФА-СА 19-9-С</b> ЕРУЛ - Г004-00110-00/03230086	40 мин	до 500 Ед/мл	6 месяцев	100-45



www.alkorbio.ru

**ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС!**

[www.alkorbio.ru](http://www.alkorbio.ru)  
[info@alkorbio.ru](mailto:info@alkorbio.ru)

Горячая линия: 8-800-222-55-70  
Тел: 8 (812) 677-87-79; 677-21-62

192148, г. Санкт-Петербург,  
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А