


Карта для сбора и хранения образцов биоматериала

ДНК-архив

Карта позволяет транспортировать и хранить различные образцы биоматериалов **при температуре до +25°C**.

Реагенты, содержащиеся в рабочих областях карты, высвобождают ДНК, осуществляя лизис клеточных мембран и денатурацию белков, а также препятствуют росту микроорганизмов, что доказано обеспечивает сохранность ДНК для молекулярно-генетических исследований **в течение двух лет!**



В качестве биоматериалов могут быть использованы:

- цельная кровь
- букальные соскобы
- очищенная ДНК
- культуры клеток
- колонии микроорганизмов
- и др.

**По вопросам приобретения обращайтесь
в отдел продаж – (812) 677-21-62**